

# PHOTOBIO-MODULATION VÉTÉRINAIRES

## avec le CARRE ROUGE 660-20

Les photons de la lumière rouge sont absorbés en permanence dans nos cellules, par des protéines spécifiques, les cytochromes C-oxydase, qui vont déclencher dans les mitochondries, la production de notre carburant cellulaire : l'A.T.P. (adénosine triphosphate).

Notre CARRE ROUGE 660-20 augmente la production de photons, donc génère plus d'énergie.

C'est le principe de la photobiomodulation.

De nombreuses études scientifiques, thèses, articles de presse, etc... en provenance du monde entier attestent des bienfaits de la lumière rouge 660nm, sur les organismes vivants et sur l'homme en particulier.

Vous pouvez en retrouver sur le site [www.loupiledscience.fr](http://www.loupiledscience.fr)

Il en résulte que la lumière rouge 660nm peut avoir un effet positif et bénéfique : Sur les pathologies post traumatiques, tendineuses, musculaires et chroniques, en diminuant la douleur, l'inflammation, les oedèmes, favorisant ainsi une réparation tissulaire plus rapide, une augmentation des échanges sanguins et lymphatiques, et une reprise plus rapide de la fonction et la mobilité articulaire.

Accélération de la cicatrisation et de la repousse du pelage.

Technique sans danger pour l'animal et l'utilisateur.

Sans aucun risque de brûlures sur les pelages

La lumière rouge, apaise le stress et l'anxiété des animaux, ce qui facilite les traitements.

Pour obtenir une photobiomodulation efficace, il convient que chaque exposition de 15 à 20 minutes, soit effectuée de manière précoce et régulière, à une distance de 5cm de la peau, tout en protégeant les yeux des animaux si besoin.

Notre CARRE ROUGE 660-20, mains libres, est conçu et fabriqué en France, de manière éco-responsable, par des entreprises normées ISO 9001 et ISO 13485, dans le respect des normes CE européennes en vigueur.

Garantie fabricant de 2 ans et S.A.V. assuré en France.